

Siringa monouso sterile con scala graduata, apirogena, atossica, completa di ago. Composta da: cilindro con scala graduata in ml indelebile e pistone dotato di fermo per evitare la fuoriuscita dal cilindro in fase di aspirazione, entrambi prodotti in polipropilene ad alta trasparenza; guarnizione sul pistone in gomma atossica (soprene) Latex Free, a garanzia di una perfetta tenuta e scorrevolezza; ago prodotto in acciaio a triplice affilatura e dotato di copriago in polipropilene. Imbustata singolarmente (un lato carta medicale e un lato PE) e sterilizzata ad ossido di etilene.

Confezione: scatola da 100 pezzi (2,5 - 5 - 10 ml), 50 pezzi (20 ml)

Misura: 2,5 ml (22 gauge, ago centrico 0,7 x 32 mm)
5 ml (22 gauge, ago centrico 0,7 x 32 mm)
10 ml (21 gauge, ago centrico 0,8 x 40 mm)
20 ml (21 gauge, ago eccentrico 0,8 x 40 mm)

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto lontano da fonti di calore, evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari, temperatura consigliata +5°C/+40°C

Dispositivo Medico di Classe IIa

Codice	Misura in ml
10029339	2,5
10029340	5
10029338	10
10029345	20



SIRINGA STERILE MONOUSO COMPLETA DI AGO