

Guanti medicali per esplorazione in nitrile, microtexturizzati sui polpastrelli a garanzia di una presa migliore, totalmente privi di talcatura, trattamento superficiale mediante clorinatura. Colore viola, ambidestro, con polsino salvastrappo. Massima impermeabilità e grande resistenza ai composti chimici di uso frequente. Adatto per uso ospedaliero e ambulatoriale e ovunque sia richiesto un elevato grado di protezione dell'operatore. Ideale per tutti gli operatori con problemi di allergia al lattice.

## AQL 1,5

**Confezione:** scatola da 100 guanti/confezione economica 10 scatole da 100 (1.000 guanti)

**Conservazione:** in luogo fresco e asciutto. Non conservare a temperature superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti

**Scadenza:** vedi data sulla confezione

### Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura
10035437	X-SMALL
10035438	SMALL
10035439	MEDIUM
10035440	LARGE
10035441	X-LARGE



Dispenser Set Dental per guanti, in plastica con gancio per fissaggio al muro (dettagli a pag. 45). Codice 10004350

**GUANTI NITRILE SENZA POLVERE, MICROTTEXTURIZZATI SUI POLPASTRELLI, VIOLA**